

抗p53抗体キット
ステイシア MEBLux™テスト anti-p53

お客様各位

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法）を原理とした血清中 抗 p53 抗体測定試薬「ステイシア MEBLux™テスト anti-p53」が、2018年3月6日付で体外診断用医薬品の製造販売承認を取得し（承認番号：23000EZ00011000）、4月10日付で保険適用となりましたので、ここに謹んでご案内申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

2018年4月

保険適用日： 2018年 4月 10日
 適用項目： D009 腫瘍マーカー 17 抗 p53 抗体
 保険点数： 163点
 測定目的： 血清中の p53 抗体の測定（食道癌・大腸癌及び乳癌の診断の補助）
 留意事項： 抗 p53 抗体は、食道癌、大腸癌又は乳癌が強く疑われる患者に対して行った場合に月1回に限り算定できる。

発売日： 2018年 9月 3日

製品情報：

Code No.	製品名	包装
2385	ステイシア MEBLux™テスト anti-p53	100テスト

[キット構成品]

反応用緩衝液 (R1)	14 mL	1本	
p53抗原結合磁性粒子 (R2)	7 mL	1本	
酵素標識抗体 (R3)	12 mL	1本	
基質液* (R5) (別売)	125 mL	1本	*基質液 (R5) は、体外診断用医薬品です。

別売品：

Code No.	製品名	包装
2385-201	ステイシア MEBLuxテスト用p53抗体標準液	0.15 mL×5濃度各1本
2385-211	ステイシア MEBLuxテスト用p53抗体陽性コントロール	0.5 mL×6本
2310-212	ステイシア MEBLuxテスト用陰性コントロール	1.0 mL×6本

※「MEBLux™」は株式会社 医学生物学研究所の登録商標です。（登録商標 第 5228246 号）

製造販売元

MBL 株式会社 医学生物学研究所

<http://ivd.mbl.co.jp/>

<お問い合わせ先>

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目 65 番 8 号 MS ビル 6 階

TEL：03-5248-2861（代表） FAX：03-5248-2930

E-mail：kensa@mbi.co.jp