



In Situ Hybridization関連製品

- **microRNA ISH プローブ**
- **DNA/RNA ISH プローブ**
- **高感度検出試薬**

フルオレセイン標識したオリゴヌクレオチドプローブと高感度検出試薬により特異的な核酸(RNA または DNA)配列を検出します。

microRNA ISHプローブ



**130 種類以上の microRNA (miRNA) 特異的
プローブを販売しています！**

miRNA は遺伝子発現調節機能を有するノンコーディング RNA の一種です。近年、がんとの関連についてさまざまな研究が行われています。

詳細は MBL ウェブサイトをご確認下さい。

MBL BioGenex

検索

製品ピックアップページ Web ページ ID [124]


DNA/RNA ISHプローブ

各種プローブを取り扱っています。詳細はMBLウェブサイトをご覧ください！

EBV-Encoded RNA (EBER) Probe

EBウイルス encoded RNA (EBER) に特異的なプローブです。

Code No.	包装
B-PR205	25 slides



Epstein-Barr early RNA (EBER)
stained with DAB


高感度検出試薬

細胞透過性の高い試薬が、核酸の高感度検出を可能にしました！

Super Sensitive™ One-Step Polymer-HRP ISH Detection System

ビオチン-アビジン反応を利用しないため、内在性ビオチンによるバックグラウンド染色を回避できます。

Code No.	包装
B-DF40050K	50 slides



販売元

MBL 株式会社 医学生物学研究所

<http://ruo.mbl.co.jp/>

<本社>

〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目5番3号 KDX名古屋栄ビル10階

TEL: (052) 238-1901 FAX: (052) 238-1440

E-mail: pathology@mbl.co.jp

ご用命・お問い合わせは

札幌 TEL: (011) 223-3595

首都圏統轄 TEL: (03) 5248-2861

名古屋 TEL: (052) 238-1960

大阪 TEL: (06) 6305-2039

福岡 TEL: (092) 481-0530

市場開発グループ TEL: (03) 5248-2862